



## Лицевые маски Vital Signs

### Лицевые маски Vital Signs серий А, С и F. Превосходное качество, богатый выбор, комфортная посадка

30 лет назад компания Vital Signs выпустила одноразовые анестезиологические лицевые маски низкого давления. На протяжении всего этого времени ключевыми приоритетами компании остаются высокое качество и постоянные инновации. Все лицевые маски Vital Signs предназначены для однократного применения. Таким образом в медицинских учреждениях значительно снижается риск возникновения инфекций и достигается существенная экономия. В соответствии со своими предпочтениями клиницисты могут выбрать лицевую маску из трех линий. Маски каждой линии обладают характерным дизайном и уникальными характеристиками. Широкий диапазон размеров позволяет подобрать маску как взрослому человеку, так и ребенку.

Выбирая пациенту подходящую лицевую маску Vital Signs, вы можете быть уверены в том, что выбираете качество.

- Мягкие раздуваемые манжеты обеспечивают плотное прилегание
- Анатомическая форма маски позволяет правильно ее установить и избавить пациента от неприятных ощущений
- Могут быть как ароматизированными, так и неароматизированными
- Клапаны расположены в верхней или нижней части
- Не содержат латекса



Серия А



Серия С



Серия F

### Серия А. В соответствии с вашими предпочтениями...

Характеристики нашей традиционной линии:

- Клапаны в нижней части (или бесклапанные маски маленьких размеров)
- Жесткий свод
- Закругленные края

Выберите лицевую маску из нескольких типов, предлагаемых в нашей традиционной линии, в зависимости от ваших личных предпочтений.



#### Маски серии А

Модель	Описание	Размер	Вес (г)	Количество в наборе
5210	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой без клапана в нижней части	1	от 12,2 до 14,8	20
5211	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой без клапана в нижней части	1	от 12,2 до 14,8	100
5220	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой без клапана в нижней части	2	от 17,2 до 20,1	20
5221EU	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой без клапана в нижней части	2	от 17,2 до 20,1	100
5230	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	3	от 24,0 до 27,3	20
5221EU	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	3	от 24,0 до 27,3	100
5230X	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в нижней части	3	от 21,8 до 25,3	20
5231X	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в нижней части	3	от 21,8 до 25,3	100
5240	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	4	от 32,1 до 39,8	20
5241	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	4	от 32,1 до 39,8	100
5240X	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в нижней части	4	от 30,1 до 37,8	20
5241X	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в нижней части	4	от 30,1 до 37,8	100
5245	Вытянутая лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	5	от 49,2 до 57,1	20
5246	Вытянутая лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	5	от 49,2 до 57,1	100
5250EU	Круглая лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	5	от 46,5 до 55,1	20
5251	Круглая лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	5	от 46,5 до 55,1	100

#### Материалы

Манжета	ПВХ пластизоль
Корпус	Поликарбонат или эквивалент

#### Физические характеристики

Цвет	Бледно-желтый
Клапан в нижней части	5230, 5231, 5240, 5241, 5245, 5246, 5250 и 5251
Без клапана	5210, 5211, 5220, 5221, 5230X, 5231X, 5240X и 5241X

#### Разъемы

Разъем на корпусе	ISO 15 мм "папа" (ISO STD 5356-2 2004 (E), размер 5210) ISO 22 мм "мама" (ISO STD 5356-2 2004 (E)) размер: 5220, 5230, 5230X, 5240, 5240X, 5245 и 5250
Фиксирующие кольца	Отсутствуют в размерах 5210, 5220 Разъем "мама" 22 мм для присоединения пациента По одному на каждом: 5230, 5230X, 5240, 5240X, 5245 и 5250
Клапан в нижней части	Разъем Луер (ISO STD 594)

## Серия С. Почувствуйте разницу...

Характеристики нашей новейшей линии лицевых масок:

- Цветные фиксирующие кольца
- Абсолютная прозрачность
- Полужесткий корпус
- Легкая конструкция
- Клапаны в верхней части

Оцените особенности нашей новейшей линии лицевых масок: цветные фиксирующие кольца, абсолютная прозрачность и полужесткий корпус



### Маски Серии С

Модель	Цвет фиксирующего кольца	Разъем	Размер	Вес (г)	Количество в наборе
4810VS	Красный	15 мм «папа»	1	8	20
4820VS	Зеленый	15 мм «папа»	2	11	20
4830VS	Фиолетовый	22 мм «мама»	3	16	20
4840VS	Желтый	22 мм «мама»	4	20	20
4851VS	Синий	22 мм «мама»	5	29	100

### Материалы

Манжета	Поливинилхлорид
Корпус	Поликарбонат
Фиксирующее кольцо	Полипропилен
Клапан	Силикон
Клапан в верхней части	Разъем Луер (ISO STD 594)

### Физические характеристики

Цвет маски	Прозрачная раздуваемая манжета и корпус
Клапан в верхней части	Маски всех размеров имеют клапан в верхней части с синим силиконовым стержнем

## Серия F. Оцените качество...

Характеристики нашей линии гибких лицевых масок:

- Мягкий, пластичный корпус
- Каплевидная форма
- Превосходная фиксация без неприятных ощущений
- Наличие масок с ароматом жевательной резинки

Почувствуйте качество наших гибких лицевых масок с мягким корпусом. Маски имеют каплевидную форму, они превосходно фиксируются



### Маски серии F

Модель	Описание	Размер	Вес (г)	Количество в наборе
6800EU	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в верхней части	0	От 10,7 до 14,0	20
6810EU	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	1	От 11,4 до 18,4	20
6820 6821	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	2	От 12,9 до 22,3	20 100
6820BG 6821BG	Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части	2	От 12,9 до 22,3	20 100
6830 6831	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	3	От 28,0 до 37,0	20 100
6830BG 6831BG	Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части	3	От 28,0 до 37,0	20 100
6840 6841	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	4	От 39,0 до 56,8	20 100
6840BG 6841BG	Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части	4	От 39,0 до 56,8	20 100
6850 6851	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	5	От 45,0 до 67,7	20 100
6860 6861	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	6	От 62,0 до 78,5	20 100

### Материалы

Манжета	ПВХ пластизол
Корпус	Поликарбонат
Ароматическая добавка	Аромат жевательной резинки: 6820BG, 6830BG и 6840BG

### Физические характеристики

Цвет	Бледно-желтый
Клапан в верхней части	Размер: 1, 2, 3, 4, 5 и 6
Без клапана	Размер: 0

### Разъемы

Разъем на корпусе	ISO 15 мм «папа» (ISO STD 5356-2 2004 (E)) По одному на каждом размере: 0, 1 и 2 ISO 22 мм «мама» (ISO STD 5356-2 2004 (E)) По одному на каждом размере: 3, 4, 5 и 6
Фиксирующие кольца	Разъем «мама» 22 мм для присоединения пациента По одному на каждом: размер: 3, 4, 5 и 6
Клапан в верхней части	Разъем Луер (ISO STD 594)

### Условия окружающей среды

Рабочие условия	Температура: от 0 °F (-18 °C) до 122 °F (50 °C); Влажность: 40–95 %
Условия хранения	Температура: от -40 °F (-40 °C) до 140 °F (60 °C); Влажность: 40–95 %